

home  
social  
intensive care

decucare®

dynamické anti-dekubitní matrace řady decu®



exkluzivní partner pro Českou republiku

[www.decucare.eu](http://www.decucare.eu)

## decu® řada air

dynamické anti-dekubitní vzduchové matrace



air

Série vzduchových matrací od II. do IV stupně dekubitů. Tradiční vzduchová koncepce matrací je hojně využívána po celém světě v domácí, sociální a nemocniční péči.



Výhodou této koncepce je příznivá pořizovací cena.



vyrobeno v České Republice



## decu® řada hybrid

dynamické anti-dekubitní hybridní matrace

2 in 1

Matrace s patentovaným hybridním vzducho-pěnovým systémem pro prevenci vzniku dekubitů až do vysokého rizika a pro podporu jejich léčby. Systém kombinuje pasivní (II. stupeň) a aktivní (IV. stupeň) matrace v jednom. Tvar komory je oproti pouze vzduchovým systémům plošší, takže váha pacienta je rozložena na větší plochu a tím se snižuje tlak na kůži.



Důležitou vlastností je neomezená doba přepravy a provozu bez zdroje energie. Pokud se matrace vyfoukne, pacient zůstane na pasivní matraci.



Celková výška je díky této speciální konstrukci pouze 12 cm, čímž je plně zachována funkce postranic, což eliminuje případný pád pacienta = zvýšená ochrana a bezpečnost. Prvotní provoz bez nafukování usnadňuje příjem akutních případů bez nutné přípravy – a také při použití CPR ventilu při akutní resuscitaci nemusíte poté s pacientem manipulovat až do nafouknutí matrace.

### Pro všechny typy:

#### matrace

- standardní délka 200 cm (volitelně 210 cm)
- CPR ventil
- obousměrně elastický, paropropustný a voděodolný potah
- popruhy pro upevnění matrace k posteli
- integrované uchycení napájecího kabelu

#### kompresor

- malé rozměry, tichý chod (hlučnost < 27 db)
- AVS - Anti Vibrační Systém
- systém Start/Stop
- zámek klávesnice
- paměťová funkce
- integrovaný držák pro zavěšení kompresoru



Automatické nastavení tlaku na základě zvolené váhy pacienta.



Systém provzdušnění cel účinně odvádí teplo a vlhko mezi pacientem a matrací. Tímto významně napomáhá snížit riziko vzniku dekubitů a jejich samotné léčbě.



Bezpečnostní rychlospojky umožňují snadné odpojení cel. Tím je dosažen nulový tlak v rizikových oblastech, což napomáhá snížit riziko vzniku dekubitů a jejich samotné léčbě. (volitelně)



Všechny typy matrací disponují 3 komorovým systémem výměny vzduchu A-B-C v režimu alternate.



Akustický a vizuální alarm pro pokles tlaku vzduchu nebo poruchu napájení.



Možnost výběru ze 4 režimů: statický / alternativní / autofirm / transportní.

\*konkrétní parametry daných modelů naleznete v tabulce níže

	systém		stupeň dekubitů			3 komorový systém (A-B-C)	systém provzdušnění	výška (cm)		šířka (cm)				umístění na		nosnost (kg)	funkce				kompresor	
	air	hybrid	II.	III.	IV.			foam	air	80	90	100	120	postel	matraci		alternate	static	autofirm	časovač 5/10/20	manual	auto
decu® light	•		•			•		-	10	•	•				•					•		
decu® plus	•		•	•		•	•	-	13	•	•				•	•	•	•			•	
decu® plus combi	•		•	•		•	•	5 +	13	•	•			•	•	•	•	•			•	
decu® pro	•		•	•	•	•	•	-	20	•	•			•	•	•	•	•			•	
decu® pro combi	•		•	•	•	•	•	1+5 +	20	•	•			•	•	•	•	•			•	
decu® neo		•	•	•	•	•	•	12 +	3	•	•			•	•	•	•	•			•	
decu® bariatric		•	•	•	•	•	•	12 +	3			•	•	•	•	•	•	•			•	

# decucare<sup>®</sup>

vývoj a výroba anti-dekubitních systémů

## **decucare s.r.o.**

e-mail: [info@decucare.eu](mailto:info@decucare.eu)

Adresa:

Slezská 1281

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Česká Republika



exkluzivní partner pro Českou republiku

## **ZMF Medical s.r.o.**

e-mail: [info@zmfmedical.cz](mailto:info@zmfmedical.cz)

Adresa:

Slezská 1281

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Česká republika

[www.zmfmedical.cz](http://www.zmfmedical.cz)